

KYANID - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: CN⁻

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."
- **Některé z produktů na této stránce obsahují vysoce toxické látky a je u nich omezeno zpřístupnění, dovoz, držení i jejich použití. U dotčených produktů vás budeme před potvrzením objednávky kontaktovat.**

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H290-H412-EUH032

Teplota skladování: +4 °C

Iont	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Balení	Katalogové číslo
CN ⁻	1 000	0,1% KOH	100 ml	R.2658.1
CN ⁻	1 000	0,1% KOH	500 ml	R.2658.2
CN ⁻	4 000	0,1% KOH	100 ml	R.1L7A.1
CN ⁻	4 000	0,1% KOH	250 ml	R.1L7A.2
CN ⁻	4 000	0,1% KOH	500 ml	R.1L7A.3