

**FOSFOREČNAN - standard pro IC**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

**Vzorec:** PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Koncentrace (mg/l)	Ion	Matrice	Balení	Katalogové číslo
1 000	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	H <sub>2</sub> O	100 ml	R.2665.1
1 000	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	H <sub>2</sub> O	500 ml	R.2665.2
1 000	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> (ve formě P)	H <sub>2</sub> O	100 ml	R.1T5P.1
1 000	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> (ve formě P)	H <sub>2</sub> O	250 ml	R.1T5P.2
1 000	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> (ve formě P)	H <sub>2</sub> O	500 ml	R.1T5P.3