

**PROPIONÁT - standard pro IC**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

**Vzorec:** C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>COO<sup>-</sup>

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Koncentrace (mg/l)	Iont	Matrice	Balení	Katalogové číslo
1 000	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> COO <sup>-</sup>	H <sub>2</sub> O	100 ml	R.8183.1
1 000	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> COO <sup>-</sup>	H <sub>2</sub> O	500 ml	R.8183.2