

**AMONIUM - standard pro IC**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

**Vzorec:** NH<sub>4</sub><sup>+</sup>

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Koncentrace (mg/l)	Iont	Matrice	Balení	Katalogové číslo
1 000	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	H <sub>2</sub> O	100 ml	R.2654.1
1 000	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	H <sub>2</sub> O	500 ml	R.2654.2
1 000	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (ve formě N)	H <sub>2</sub> O	100 ml	R.1T5N.1
1 000	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (ve formě N)	H <sub>2</sub> O	250 ml	R.1T5N.2
1 000	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (ve formě N)	H <sub>2</sub> O	500 ml	R.1T5N.3