

Stojánek na teploměry | BEL-ART

Stojánek pro bezpečné uložení teploměrů

- Stojánek pro uložení 25 teploměrů
- Teploměry jsou uloženy ve správné vertikální poloze
- Autoklávovatelný
- Spodní deska má odtokové otvory o průměru 3,2 mm

Technické parametry

Materiál:	PP
Průměr otvorů horní a střední desky :	7,9 mm
Vzdálenost mezi horní a spodní deskou:	10,5 cm
Rozměry:	14,9 × 21,3 × 25,1 cm



Stojánek na teploměr

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stojánek na teploměry	1	A189811