

Médium DMEM ROTI®-CELL

DMEM se obecně používá v řadě aplikací pro kultivaci savčích buněk

- Média s vysokou koncentrací glukózy pro suspenzní kultivaci širokého spektra savčích buňkových linií a primárních buněk
- Média s nízkou koncentrací glukózy pro kultivaci adherentních buněk

Technické parametry

Teplota skladování:

+4 °C



Médium DMEM ROTI®-CELL

Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, s L-glutaminem a pyruvátem**Technické parametry**

Teplota skladování:

+4 °C

Koncentrace glukózy:

4,5 g/l

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, s L-glutaminem a pyruvátem	500 ml	R.9005.1

Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, s L-glutaminem, bez pyruvátu**Technické parametry**

Teplota skladování:

+4 °C

Koncentrace glukózy:

4,5 g/l

Popis	Balení	Katalogové číslo
-------	--------	------------------

Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, s L-glutaminem, bez pyruvátu	500 ml	R.9006.1
--	--------	----------

Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, se stabilním L-glutaminem a pyruvátem

Technické parametry

Teplota skladování:	+4 °C
Koncentrace glukózy:	4,5 g/l

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, se stabilním L-glutaminem a pyruvátem	500 ml	R.9007.1

Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, bez L-glutaminu, s pyruvátem

Technické parametry

Teplota skladování:	+4 °C
Koncentrace glukózy:	4,5 g/l

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, bez L-glutaminu, s pyruvátem	500 ml	R.9010.1

Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, se stabilním L-glutaminem a HEPES, bez pyruvátu

Technické parametry

Teplota skladování:	+4 °C
Koncentrace glukózy:	4,5 g/l

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, se stabilním L-glutaminem a HEPES, bez pyruvátu	500 ml	R.1TE9.1

Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, bez L-glutaminu a pyruvátu

Technické parametry

Teplota skladování:	+4 °C
Koncentrace glukózy:	4,5 g/l

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, bez L-glutaminu a pyruvátu	500 ml	R.9019.1

Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, bez L-glutaminu a fenolové červeně

Technické parametry

Teplota skladování:	+4 °C
Koncentrace glukózy:	4,5 g/l

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium DMEM ROTI®-CELL s vysokou koncentrací glukózy, bez L-glutaminu a fenolové červeně	500 ml	R.1TE8.1

Médium DMEM ROTI®-CELL s nízkou koncentrací glukózy, bez L-glutaminu, s pyruvátem

Technické parametry

Teplota skladování:	+4 °C
Koncentrace glukózy:	1 g/l

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium DMEM ROTI®-CELL s nízkou koncentrací glukózy, bez L-glutaminu, s pyruvátem	500 ml	R.9027.1

Médium DMEM ROTI®-CELL s nízkou koncentrací glukózy, se stabilním L-glutaminem a pyruvátem

Technické parametry

Koncentrace glukózy:	1 g/l
----------------------	-------

Popis	Balení	Katalogové číslo
Médium DMEM ROTI®-CELL s nízkou koncentrací glukózy, se stabilním L-glutaminem a pyruvátem	500 ml	R.1TE7.1