

**Krevní agar č. 2 (základ)**

Pro izolaci a kultivaci širokého spektra mikroorganismů a detekci jejich hemolytické reakce

- Zvláště doporučeno pro potvrzení bakterií *Bacillus cereus* a *Listeria monocytogenes*

**Technické parametry**

Certifikáty:	ISO 7932, ISO 11290-1
pH:	7,0 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	15 g proteázového peptonu; 5 g kvasničného extraktu; 5 g chloridu sodného; 2,5 g játrového extraktu; 12 g agaru
Aplikace:	39,5 g na 1 l agaru, přidat 50-70 ml defibrilované krve

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.8281.1