

Brilliant Green Bile Broth

Pro kultivaci a stanovení počtu *E. coli* bakterií v mléce, vzorcích vody či výkalů a v jiných materiálech

- Přidáním 40 mg/l Novobiocinu ([R.0247](#)) snižuje růst doprovodné bakteriální flóry při selektivní detekci koliformních bakterií

Technické parametry

Certifikáty:	DIN 10172
pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu ze želatiny; 10 g laktózy; 20 g žlučových solí; 0,0133 g brilliantové zeleni
Aplikace:	40 g na 1 l média



- 1: *E. coli* (šipka: turbidita a formace plynů)
 2: *Enterobacter aerogenes* (turbidita)
 3: Neinkulované médium

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL06.1