

Rukavice vyšetřovací nitrilové SEMPERCARE® nitrile

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Dobrá odolnost proti chemikáliím
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
- Zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu, jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Měkký materiál pro komfortní nošení po delší dobu
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka (mm):	240
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N, medián 9 N
Chemická odolnost dle EN 374:	Level 6* - 40% acryl amide, 20% ethanol, 1% ethidium bromide, 40% isopropylalkohol, Level 5* - 1 mg/ml cisplatin, 50 mg/ml 5-fluorouracil, Level 3* - 70% Isopropylalkohol
Barva:	modrá



Rukavice vyšetřovací nitrilové SEMPERCARE® nitrile

Krabice			Karton		
Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
S	100	L935001.1	S	10 x 100	L935001.2
M	100	L935002.1	M	10 x 100	L935002.2
L	100	L935003.1	L	10 x 100	L935003.2
XL	90	L935004.1	XL	10 x 90	L935004.2

* Level 3 kontakt >60 min., level 5 kontakt >240 min, level 6 kontakt >480 min.