

Triple Sugar Iron Agar (TSI agar)

Pro identifikaci a diferenciaci enterobakterií a pro stanovení salmonel

Technické parametry

pH:	7,4 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	3 g hovězího extraktu; 3 g kvasničného extraktu; 20 g hovězího a kaseinového peptonu; 5 g chloridu sodného; 10 g monohydrátu laktózy; 10 g sacharózy; 1 g monohydrátu glukózy; 0,3 g křemičitanu amonného; 0,3 g thiosíranu sodného; 0,025 fenolové červeně; 12 g agaru
Aplikace:	64,6 g na 1 l agaru

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE49.1

Synonymum: Agar medium M, TSI agar