


Yersinia Selective Agar (základ)

Selektivní médium pro izolaci *Yersinia*, zejména *Y. enterocolitica*

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 10273
pH:	7,4 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g D-manitolu; 17 g peptonu ze želatiny; 3 g peptonový mix; 2 g kvasničný extrakt; 2 g pyruvátu sodného; 1 g chloridu sodného; 0,5 g deoxycholátu sodného; 0,03 g neutrální červeně; 0,01 g síranu hořečnatého bezvodého; 0,001 g krystalové violeti; 12,5 g agaru
Aplikace:	58 g na 1 l agaru. Po ochlazení přidat 2 lahvičky (2 × 5 ml) rekonstituovaného přípravku Yersinia suplement (R.4880.1)



Y. enterocolitica

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Yersinia Selective Agar, pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5780.1

Synonymum: CIN agar, Yersinia Agar acc. to Schiemann