

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (37,5:1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přísávkem bisakrylamidu (poměr 37,5:1) pro přípravu elektroforetických gelů

- Roztok vhodný pro analýzu proteinů/peptidů >15 kD a fragmentů DNA

Technické parametry

Hustota:	1,03 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H301-H315-H317-H319-H332-H340-H350-H361f-H372
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	plast	R.T802.4
pro elfo	250 ml	sklo	R.T802.2
pro elfo	500 ml	plast	R.T802.3
pro elfo	1 l	sklo	R.T802.1