

Pufr 10× TAE ROTIPHORESE®

Koncentrovaný pufr 10× TAE pro DNA elektroforézu

Technické parametry

pH:	8,3
Složení:	0,4 M Tris, 0,2 M kyselina octová, 10 mM EDTA v destilované, deionizované vodě
Teplota skladování:	+15 až +25 °C



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro elfo	1 l	sklo	R.T845.1
pro elfo	5 l	plast	R.T845.2

Před použitím promíchat