

Pufr 1× TBE ROTI® FAIR

Pufr pro DNA elektroforézu v sáčcích

- Přesně vážené sáčky pro pohodlnou a rychlou přípravu roztoku TBE
- Časová úspora - není potřeba vážení několika činidel nebo nastavení pH

Technické parametry

pH:	8,3 ±0,05
Složení:	89 mM TRIS-borát; 2 mM EDTA; destilovaná, deionizovaná voda
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335-H360FD

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	10 sáčků	R.1241.1