

Kit pro kvantifikaci proteinů ROTI® QUANT universal

Kolorimetrický test pro detekci a kvantifikaci proteinů (PCA/Biuretová reakce)

- Ekvivalent k BCA testu
- Velmi snadná manipulace
- Vysoká odolnost vůči detergentům, solím a alkoholům
- Vysoce citlivé měření až do 0,5 µg proteinu
- Lineární rozsah měření od 0,5 do 200 µg proteinu
- Možnost měření při vlnové délce 492 nebo 503 nm
- Zrychlená reakce a zvýšená citlivost při mírném zahřátí

Technické parametry

Bezp.věty (GHS):

H315-H318-H411

Teplota skladování:

+15 až +25 °C



Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®QUANT universal, 5x konc.	1 kit (200 testů)	R.0120.2
ROTI®QUANT universal, 5x konc.	1 kit (500 testů)	R.0120.1