

ROTI®-BLACK N

Kit pro barvení DNA polyakrylamidových gelů stříbrem

- Sada pro ultra-citlivé a reprodukovatelné barvení DNA v polyakrylamidových gelech
- Detekční limit pro DNA je < 0,1 ng/mm²
- Navzdory intenzivnímu barvení nukleových kyselin, zůstává gelová matrice vysoce transparentní

Technické parametry

Složení: dusičnan stříbrný, formaldehyd, thiosíran sodný, uhličitan sodný, stop roztok

Bezp. věty (GHS): H272-H301+H311+H331-H314-H317-H341-H350-H370-H410



ROTI®-BLACK N

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	pro 10 gelů s objemem max 10 ml/gel	R.N769.1
pro elfo	pro 10 gelů s objemem max 40 ml/gel	R.N769.2