

Elektroforéza vertikální PROclamp MAXI

Modulární systémy pro oboustrannou elektroforézu na čtyřech gelech

- Pro velkoformátovou vertikální gelovou elektroforézu (20 x 20 cm)
- Dvojitá elektroforéza umožňující současný běh až 4 gelů
- Vyjímatelná vnitřní chladicí smyčka pro volitelné chlazení
- Spacery a hřebeny v 4 dostupných tloušťkách - 0,75 až 2 mm
- Hřebeny kompatibilní s vícekanálovými pipety jsou označeny *

Technické parametry

Rozměr skel:	20 x 20 cm
Maximální počet vzorků na gel:	48
Objem pufru:	640 ml / 1000 ml
Rozměry (š x h x v):	30 x 18 x 27 cm
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Elektroforéza vertikální PROclamp MAXI

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kompletní set PROclamp MAXI	1	R.5769.1

Jednotlivé součásti základního balení jsou uvedeny v příloze.

Skleněné desky PROclamp MAXI

Popis	Šířka (mm)	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Standardní skleněné desky	200	200	4	2	R.5870.1
Skleněné desky se zářezem pro hřebeny	200	200	4	2	R.5871.1
Vyrovnávací deska	200	200	10	1	R.5875.1

Spacery PROclamp MAXI

Popis	Šířka (mm)	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Spacery PROclamp MAXI	19	200	0,75	černá	2	R.5908.1
Spacery PROclamp MAXI	19	200	1,0	bílá	2	R.5917.1
Spacery PROclamp MAXI	19	200	1,5	červená	2	R.5921.1
Spacery PROclamp MAXI	19	200	2,0	modrá	2	R.5922.1

Skleněné desky PROclamp MAXI s fixními spacery

Popis	Šířka (mm)	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Skleněné desky PROclamp MAXI s fixními spacery	200	200	0,75	2	R.5877.1
Skleněné desky PROclamp MAXI s fixními spacery	200	200	1,0	2	R.5878.1
Skleněné desky PROclamp MAXI s fixními spacery	200	200	1,5	2	R.5893.1
Skleněné desky PROclamp MAXI s fixními spacery	200	200	2,0	2	R.5897.1

Skleněné desky PROclamp MAXI pro nalévání dvojitých gelů

S fixními spacery a zářezem pro hřeben

Popis	Šířka (mm)	Délka (mm)	Tloušťka (mm)	Tloušťka spaceru (mm)	Katalogové číslo
Skleněné desky PROclamp MAXI pro nalévání dvojitých gelů	200	200	4	0,75	R.5904.1
Skleněné desky PROclamp MAXI pro nalévání dvojitých gelů	200	200	4	1	R.5906.1
Skleněné desky PROclamp MAXI pro nalévání dvojitých gelů	200	200	4	1,5	R.6011.1
Skleněné desky PROclamp MAXI pro nalévání dvojitých gelů	200	200	4	2	R.6020.1

Hřebeny PROclamp MAXI

Technické parametry

	Max. objem jamky	Max. objem jamky	Max. objem jamky	Max. objem jamky
Tloušťka hřebenu	0,75 mm	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm

	Max. objem jamky	Max. objem jamky	Max. objem jamky	Max. objem jamky
Hřeben 1+1** jamka	1 100 µl	1 500 µl	2 200 µl	3 000 µl
Hřeben 5 jamek	160 µl	200 µl	320 µl	400 µl
Hřeben 10 jamek	80 µl	100 µl	160 µl	200 µl
Hřeben 18* jamek	40 µl	50 µl	80 µl	100 µl
Hřeben 24 jamek	30 µl	40 µl	60 µl	80 µl
Hřeben 30 jamek	25 µl	35 µl	50 µl	70 µl
Hřeben 36* jamek	20 µl	25 µl	40 µl	50 µl
Hřeben 48 jamek	15 µl	20 µl	30 µl	40 µl

Popis	Tloušťka (mm)	Jamky	Balení (ks)	Katalogové číslo
Hřeben PROclamp MAXI	0,75	1 + 1 jamka**	1	R.5925.1
Hřeben PROclamp MAXI	0,75	5 jamek	1	R.5928.1
Hřeben PROclamp MAXI	0,75	10 jamek	1	R.5934.1
Hřeben PROclamp MAXI	0,75	18 jamek*	1	R.5936.1
Hřeben PROclamp MAXI	0,75	24 jamek	1	R.5940.1
Hřeben PROclamp MAXI	0,75	30 jamek	1	R.5941.1
Hřeben PROclamp MAXI	0,75	36 jamek*	1	R.5944.1
Hřeben PROclamp MAXI	0,75	48 jamek	1	R.5947.1
Hřeben PROclamp MAXI	1	1 + 1 jamka**	1	R.5949.1
Hřeben PROclamp MAXI	1	5 jamek	1	R.5952.1
Hřeben PROclamp MAXI	1	10 jamek	1	R.5953.1
Hřeben PROclamp MAXI	1	18 jamek*	1	R.5955.1
Hřeben PROclamp MAXI	1	24 jamek	1	R.5957.1
Hřeben PROclamp MAXI	1	30 jamek	1	R.5959.1
Hřeben PROclamp MAXI	1	36 jamek*	1	R.5960.1
Hřeben PROclamp MAXI	1	48 jamek	1	R.5961.1
Hřeben PROclamp MAXI	1,5	1 + 1 jamka**	1	R.5962.1
Hřeben PROclamp MAXI	1,5	5 jamek	1	R.5964.1
Hřeben PROclamp MAXI	1,5	10 jamek	1	R.5967.1
Hřeben PROclamp MAXI	1,5	18 jamek*	1	R.5968.1
Hřeben PROclamp MAXI	1,5	24 jamek	1	R.5969.1
Hřeben PROclamp MAXI	1,5	30 jamek	1	R.5970.1
Hřeben PROclamp MAXI	1,5	36 jamek*	1	R.5971.1
Hřeben PROclamp MAXI	1,5	48 jamek	1	R.5972.1
Hřeben PROclamp MAXI	2	1 + 1 jamka**	1	R.5974.1
Hřeben PROclamp MAXI	2	5 jamek	1	R.5977.1
Hřeben PROclamp MAXI	2	10 jamek	1	R.5981.1
Hřeben PROclamp MAXI	2	18 jamek*	1	R.5983.1
Hřeben PROclamp MAXI	2	24 jamek	1	R.5984.1
Hřeben PROclamp MAXI	2	30 jamek	1	R.5999.1
Hřeben PROclamp MAXI	2	36 jamek*	1	R.6005.1
Hřeben PROclamp MAXI	2	48 jamek	1	R.6007.1

* Vzdálenost jamek odpovídá vzdálenosti špiček multikanálových pipet

** Hřeben se speciálně širokou jamkou + úzkou jamkou pro marker (pro preparativní gely)

Náhradní díly vertikální elektroforézy PROclamp MAXI

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Running modul	1	R.5786.1
Casting modul pro nalévání gelů	1	R.5792.1
Těsnící podložky pro casting modul	1	R.5793.1
Vana (bez víka a chladicí smyčky)	1	R.5807.1
Víko (bez kabelů)	1	R.5809.1
Chladicí smyčka	1	R.5812.1