

Gel dezinfekční ethanolový na ruce

Ethanolový dezinfekční gel pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou

- Velmi dobrá snášlivost na pokožce
- Bez barviv a parfémů, bez silikonů a silikonových náhražek
- Hygienická dezinfekce rukou: rozetřete v rukou a udržujte 30 sekund vlhké
- Chirurgická dezinfekce rukou: rozetřete po dávkách na ruku a předloktí a udržujte 90 sekund vlhké
- Účinné proti: Gram pozitivním a gram negativním bakteriím, včetně kmenů rezistentních na antibiotika, kvasinkám, tuberkulózním bakteriím, mykobakteriím, rotavirům, obaleným virům plus norovirům a adenovirům
- Splňuje doporučení německé Komise pro nemocniční hygienu a prevenci infekcí (KRINKO)*: bez přídavku remanentních účinných látek

Technické parametry

Účinné látky ve 100 g roztoku:

ethanol 85 g

Bezp. věty (GHS):

H225-H319-H412



Gel dezinfekční ethanolový

Popis	Balení	Katalogové číslo
Ethanolový dezinfekční gel	100 ml	L034702
Ethanolový dezinfekční gel	500 ml	L034703
Ethanolový dezinfekční gel	1000 ml	L034704
Pumpička k lahvi 500 ml	1 ks	L140440
Pumpička k lahvi 1000 ml	1 ks	L140442

*KRINKO: Hygienu rukou ve zdravotnických zařízeních. Doporučení Komise pro nemocniční hygienu a prevenci infekcí (KRINKO) při Institutu Roberta Kocha (RKI). Bundesgesundheitsbl 2016; 59:1189-1220

Zvýhodněný balíček dezinfekcí na ruce s dárkem

Balíček tří různých druhů dezinfekcí na ruce s krabičkou vatových tyčinek jako dárek

- Ideální pro otestování, který druh dezinfekce vám vyhovuje nejvíce
- Balíček obsahuje:
 - 1 x 100 ml [Gel dezinfekční ethanolový na ruce](#)
 - 1 x 100 ml [Prostředek dezinfekční propanolový na ruce](#)
 - 1 x 100 ml [Prostředek dezinfekční ethanolový na ruce](#)
 - 1 x krabička vatových tyčinek Bellawa (200 ks) s extra měkkou bavlněnou špičkou



 P-LAB