


**FIPRONIL****CAS:** 120068-37-3**Vzorec:** C<sub>12</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>F<sub>6</sub>N<sub>4</sub>OS**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

437,15

[www.p-lab.cz](http://www.p-lab.cz)**FIPRONIL****Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H301-H311-H331-H372-H410

Teplota skladování:

+4 °C

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %	100 mg	R.0925.1

**FIPRONIL standardní roztok****Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H225-H302+H312+H332-H319

Teplota skladování:

+4 °C

Čistota	Balení	Katalogové číslo
100 µg/ml v acetonitrilu	1 ml	R.0935.1