

Sada ocelových špachtlí, pinzety a nůžek

Sada obsahuje dvě oboustranné špachtle, pinzetu a nůžky, vše vyrobené z vysoce kvalitní oceli (Remanit 4301)

- Praktické plastové pouzdro (nelze autoklávovat)

Technické parametry

Materiál: Ocel (Remanit 4301)

Sada obsahuje	Délka x šířka
Nůžky rovné	130 mm
Pinzeta špičatá	130 mm
Mikrošpachtle oboustranná, na jedné straně plochá, na druhé prohloubená	130 x 4 mm
Špachtle oboustranná, na jedné straně plochá, na druhé prohloubená	150 x 9 mm



Sada ocelových špachtlí, pinzety a nůžek

Popis	Balení	Katalogové číslo
Sada ocelových špachtlí, pinzety a nůžek	1 sada (4 ks)	R.1863.1