

### Harris Uni-Core děrovač

Jednorázový Uni-Core děrovač vyvinutý pro použití s Whatman FTA® kartami. Vyrobeno GE Healthcare.

- Uni-Core děrovač je jednorázový nástroj s broušenou ocelovou čepelí a ztvrdným povrchem, lze jej sterilizovat
- Každý hrot obsahuje až 500 děrovacích jehel
- Uni-Core je dostupný v průměru od 1,0 do 6,0 mm pro pokrytí široké škály vzorků
- Děrovací jehly jsou umístěné v plastovém držáku a jednotlivé jehly lze likvidovat pro prevenci kontaminace vzorků
- Nerezová ocel usnadní vyhledávání a přesné, kontrolované ruční vyštípávání vzorků z FTA® karet
- Ruční vyštípávání vzorků je preferováno v laboratořích s nízkým objemem vzorků (vyštípávání 1-50 vzorků/den)



Harris Uni-Core děrovač

Popis	Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
Harris Uni-Core děrovač	1,0 mm	25	R.6729.1
Harris Uni-Core děrovač	1,2 mm	4	R.HP15.1
Harris Uni-Core děrovač	1,2 mm	25	R.HP15.2
Harris Uni-Core děrovač	2,0 mm	4	R.HP16.1
Harris Uni-Core děrovač	2,0 mm	25	R.HP16.2
Harris Uni-Core děrovač	3,0 mm	4	R.6798.1
Harris Uni-Core děrovač	3,0 mm	25	R.6798.2
Harris Uni-Core děrovač	6,0 mm	4	R.6799.1
Harris Uni-Core děrovač	6,0 mm	25	R.6799.2

Jednoduchá aplikace: zmáčknutím mikro-špičky vyštípne děrovač z políčka FTA® karty malý plátek, obsahující vzorek DNA. Ten je následně promyt a může být přímo využit v běžných molekulárních analýzách. V menších baleních (4 děrovače) jsou přiloženy řezací podložky. Barva děrovače se může lišit od barvy na obrázku.