

ROTI® Mount FluorCare

Vodné montovací médium, pro fluorescenční mikroskopii

- Montovací médium speciálně vyvinuté pro fluorescenční mikroskopii, kompatibilní s širokou škálou fluorescenčních barviv
- Vodný roztok s přidaným činidlem, zabraňujícím vyblednutí preparátů, které dramaticky redukuje míru vysvícení vzorku
- Fluorescence je zachována po mnoho týdnů, ROTI® Mount FluorCare nevykazuje autofluorescenci
- Roztok je dostupný i ve variantě s DAPI ([R.HP20.1](#)) či propidiumjodidem ([R.HP21.1](#))

Technické parametry

Hustota:	1,09 g·cm ⁻³
Teplota skladování:	+4 °C



Roti-Mount FluorCare

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
ROTI® Mount FluorCare	15 ml	lahvička s kapátkem	R.HP19.1

Skladujte v temnu!