

**1x SSPE Pufr Roti®-Fair**

Pufr v tabletách (200 ml/tableta) pro DNA a RNA hybridizaci

- Předvážené tablety pro rychlou a snadnou přípravu roztoku SSPE pro Southern- i Northern hybridizaci
- Vhodný také k promývání během Microarray technik
- Roztok 1x SSPE se připraví rozpuštěním 1 tablety v 200 ml vysoce čisté vody
- Velmi dobře využitelný v imunocytochemii a pro buněčnou suspenzi před FACS analýzou
- Připravený roztok je možné sterilizovat filtrací (0,22 µm)

**Technické parametry**

Teplota skladování:	+4 °C (pro dlouhodobé skladování)
Složení pracovního roztoku (1x SSPE):	0,15 M NaCl 1 mM EDTA 10 mM fosfát sodný pH 7,0 ±0,05

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
SSPE, 200 ml/tableta pro molekulární biologii	100 tablet	plast	R.1233.1