

**10× TE pufr Roti®-Fair**

Práškový Tris / EDTA pufr v sáčcích (1 sáček/1000ml), pro solubilizaci a ředění nukleových kyselin

- Exaktně předvážené sáčky pro rychlou a pohodlnou přípravu roztoku TE pufru
- 1× TE pufr se připraví rozpuštěním obsahu 1 sáčku v 1000 ml vysoce čisté vody
- Připravený roztok může být dále sterilizován filtrací (0,22 μm) nebo autoklávováním

**Technické parametry**

Bezpečnostní věty (GHS):	H315-H319-H335-H373
Teplota skladování:	+4 °C (pro dlouhodobé skladování)
10× TE obsahuje:	0,1 M Tris-HCl 10 mM EDTA pH 7,4 ±0,05



Práškový Tris / EDTA pufr v sáčcích

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	10 sáčků	krabice	R.1268.1