

**dNTP (Deoxyribonukleosidtrifosfáty) v setu 2**

Obsahuje oddělené roztoky nukleotidů: dATP, **dUTP**, **dGTP** a dCTP o koncentraci 100 mM/dNTP, čistota min 99 %

**Technické parametry**

Teplota skladování: -20 °C

Teplota přepravy: +4 °C

Čistota	Koncentrace	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %	100 mM/dNTP	4 × 25 µmol (250 µl)	plast	R.L540.1
min 99 %	100 mM/dNTP	5 × 4 × 25 µmol (250 µl)	plast	R.L540.2