

MRSA cefoxitin supplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní detekci meticilin-rezistentních kmenů *Staphylococcus aureus*

CAS: 35607-66-0

- Cefoxitin inhibuje růst meticilin-senzitivních kmenů *Staphylococcus aureus*

Technické parametry


Složení/1 vialka: Cefoxitin 0,002 g

Teplota skladování: +4 °C

Aplikace: 1 vialka supplementu se rozpustí v 5 ml sterilní destilované vody a přidá se k 500 ml MRSA chromogenního agaru ([R.3026.1](#))



MRSA cefoxitin supplement



Detekce *Staphylococcus aureus* ATCC 43300 pomocí MRSA chromogenního agaru s MRSA cefoxitin supplementem

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	10 vialek	sklo	R.2975.1

1 sada supplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 500 ml MRSA chromogenního agaru