

Inkubátor 1000 | HEIDOLPH

Modulární inkubátor pro třepačky Titramax 1000, Unimax 1010, Promax 1020 a Polymax 1040

- Inkubátor lze sestavit z jakékoliv třepačky Heidolph řady 1000 připojením topné jednotky a vhodného plastového krytu

**Topná jednotka**

Samostatná jednotka připojitelná k boku třepačky

- Rychlý ohřev prostoru inkubátoru proudem přehřátého vzduchu díky vysokému topnému výkonu
- Digitální nastavení teploty na dvoumístném displeji, samostatný displej pro zobrazení aktuální teploty
- Automatická ochrana proti přehřátí

Technické parametry

Teplotní rozsah:	0 až 65 °C, minimálně 5 °C nad teplotou místnosti
Přesnost:	±2 °C do teploty 50 °C ±4 °C pro teploty nad 50 °C
Teplotní kapacita:	290 W
Teplotní čidlo:	Pt 100 umístěný v prostoru topné jednotky
Hlučnost:	45 dBA
Krytí :	IP 30
Příkon:	335 W
Napájení:	230 V, 50 Hz
Rozměry (š x h x v):	170 x 375 x 140 mm
Hmotnost:	5,2 kg
Záruka:	36 měsíců

Popis	Katalogové číslo
Inkubátor 1000 - topná jednotka	H549900

Topnou jednotku Inkubátoru 1000 dodáváme včetně kompletní sady dílů nutných pro spojení s třepačkou a detailním návodem k instalaci a použití. Jednotlivé kryty prosím objednávejte samostatně podle výšky nádob, které budete mít v úmyslu na třepačkách třepat.



Inkubátor 1000 - topná jednotka

Plastové kryty

Dvoudílné kryty třepačky z průhledného rázuvzdorného plastu pro snadnou kontrolu vzorků

- Konstrukce krytu zabraňuje mlžení
- Tři velikosti krytů pro různě vysoké nádoby

Technické parametry

Materiál krytu:	PETG (polyetylen tetraftalát kopolyester)
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Kryt	Rozměry (mm)	Použití
Nízký	570 x 390 x 163	mikrotitrační destičky, Petriho misky, kultivační nádoby a Erlenmeyerovy baňky do 100 ml
Vysoký	570 x 390 x 267	středně velké nádoby a Erlenmeyerovy baňky do 500 ml
XL	570 x 390 x 428	Erlenmeyerovy baňky do 2 000 ml

Popis	Výška (mm)	Katalogové číslo
Plastový kryt nízký	163 /120	H549904
Plastový kryt vysoký	267 / 220	H549903
Plastový kryt XL	428 /420	H549906



www.p-lab.cz

Plastový kryt nízký



www.p-lab.cz

Plastový kryt vysoký



www.p-lab.cz

Plastový kryt XL

Inkubátorova sestava Titramax

Cenově výhodná sestava třepačky, topné jednotky a plastového krytu

- Sestava třepačky Titramax 1000 s Inkubátorem 1000 a nízkým plastovým krytem

Popis	Kapacita	Katalogové číslo
Titramax 1000 s inkubátorem	6 mikrotitračních destiček	H544129

Sestavy dodáváme včetně kompletní sady dílů nutných pro spojení třepačky, inkubátoru a plastového krytu s detailním návodem k instalaci a použití



www.p-lab.cz

Titramax 1000 s inkubátorem



www.p-lab.cz

Unimax 1010 s inkubátorem