

Dávkovač Ceramus HF® | HIRSCHMANN

Speciální dávkovač na kyselinu fluorovodíkovou a další zvláště agresivní média

- Rychlé a bezpečné nastavování objemu, individuální certifikát
- Recirkulační ventil usnadňuje odzdušnění a zabraňuje odkapávání dávkované kapaliny
- Skleněný válec s keramickým pístem
- Použití pro vodné roztoky i některé agresivní kapaliny včetně kyselin a organických rozpouštědel
- Autoklávatelné bez nutnosti rozebrání, max. 121 °C / 2 bar
- Model Ceramus® classic bez přepouštěcího ventilu se závitem na hrdlo láhve průměru 32 mm s adaptéry classic A 28, S 40, A 45
- Model Ceramus® s přepouštěcím ventilem se závitem na hrdlo láhve průměru 45 mm s adaptéry classic A 32, S 38, A 40

Technické parametry

Materiál pístu, válce, sedla ventilů a ventilových kuliček :	vysoce čistá Al ₂ O ₃ keramika
Materiál ventilové pružiny:	platino-iridiová slitina
Materiál těla ventilu:	ECTFE
Materiál nasávací a výtokové trubičky:	FEP
Záruka pro firmy:	12 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců



Dávkovač Ceramus HF

Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (%)	Reprodukovatelnost (%)	Katalogové číslo
2-10	0,25	0,6	0,2	H934023