

Kapiláry minicaps®

Jednorázové kapiláry pro odměřování mikro objemů, bez rysky

- Neheparizované
- Barevně označený dávkovací uzávěr pro snadné vyjmutí
- V souladu s IVD direktivou 2017/746

Technické parametry

Materiál:	DURAN®
Plnění :	"end-to-end"
Přesnost:	1%
Kategorie zdrav. prostředku:	IVD (EU 98/79)



Kapiláry minicaps



Jednorázové kapiláry pro odměřování mikro objemů

Objem (μl)	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5	30-32	10 x 100	H900100
1	30-32	10 x 100	H900101
2	30-32	10 x 100	H900102
3	30-32	10 x 100	H900103
4	30-32	10 x 100	H900104
5	30-32	10 x 100	H900105
10	30-32	10 x 100	H900110
20	30 +mn0,5	10 x 100	H900120
25	30-32	10 x 100	H900125
30	30-32	10 x 100	H900130
40	30 +mn0,5	10 x 100	H900140
50	30 +mn0,5	10 x 100	H900150
100	100	10 x 100	H900199
6,66	72	10 x 100	H901166