

**Krabička do mrazicích boxů pro 5,0ml zkumavky | SIMPORT**

Různobarevné krabičky s transparentním víčkem pro 25 mikrozkušavek

- Víčko s očíslovanými pozicemi pro rychlou orientaci v uskladněných vzorcích
- Dva zkosené rohy víčka a spodní části krabičky pro minimalizaci chyb
- Průduchy zabraňující kondenzaci
- Dno krabičky s odvodňovacími otvory

**Technické parametry**

Materiál krabičky:	houževnatý polystyren (HIPS)
Materiál víčka:	transparentní polystyren (PS)
Počet otvorů :	25
Teplotní rozsah:	-90 až +80°C
Rozměry (š x h x v):	133 x 133 x 62,5 mm



Krabička do mrazicích boxů pro 5,0 ml zkumavky

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
modrá	3	U330025.M
zelená	3	U330025.Z
růžová	3	U330025.P
žlutá	3	U330025.Y