

Odměrný roztok SÍRAN MĚDNATÝ**Vzorec:** CuSO_4 **Technické parametry**Hustota: $1,01 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$

Bezp. věty (GHS): H319-H411

| Koncentrace | Molarita (mol/l) | Balení | Katalogové číslo |
|-------------|------------------|--------|------------------|
| N/100 | 0,01 | 1 l | R.1E30.1 |
| N/10 | 0,1 | 1 l | R.9948.1 |