

Kryokonzervační médium Bambanker Direct

Zamrazovací médium pro dlouhodobé uchování hybridomových buněk a pro HTP aplikace

- Médium může být přidáno přímo k buňkám - není třeba promývání ani odstředování
- Umožňuje dlouhodobé skladování buněk při -80 °C až -196 °C
- Lepší regenerace a viabilita buněk po jejich rozmrazení
- Bez séra - bez rizika kontaminace
- Připraveno pro okamžité použití
- Dlouhé datum trvanlivosti
- K dispozici extra malé balení pro vyzkoušení

Technické parametry

Skladování:	+2 až +10 °C v temnu
Teplota přepravy:	+4 °C



Kryokonzervační médium Bambanker Direct

Popis	Objem (ml)	Katalogové číslo
Kryokonzervační médium Bambanker Direct	1	N010810
Kryokonzervační médium Bambanker Direct	20	N010812