

Kryokonzervační médium Bambanker

Univerzální zamrazovací médium pro velmi snadné a dlouhodobé uchování buněk

- Umožňuje zmrazovat buňky bez nutnosti řízení rychlosti zamrazování, výrazně tedy zrychluje a zjednodušuje celý proces
- Lepší regenerace a viabilita buněk po jejich rozmrazení
- Použitelné pro všechny buněčné linie
- Bez séra - bez rizika kontaminace
- Umožňuje dlouhodobé skladování buněk při -80 °C až -196 °C
- Obsahuje 10 % DMSO pro zamezení tvorby ledových krystalků

Technické parametry

Teplota skladování:	+2 až +10 °C
Teplota přepravy:	+4 °C



Kryokonzervační médium Bambanker

Objem (ml)	Katalogové číslo
10	N010831
20	N010832
5 x 20	N010833
100	N010834