

Kryokonzervační médium Bambanker

Univerzální zamrazovací médium pro velmi snadné a dlouhodobé uchovávání buněk

- Umožňuje zmrazovat buňky bez nutnosti řízení rychlosti zamrazování, výrazně tedy zrychluje a zjednodušuje celý proces
- Lepší regenerace a viabilita buněk po jejich rozmrazení
- Umožňuje dlouhodobé skladování buněk při -80 °C až -196 °C
- Obsahuje 10 % DMSO pro zamezení tvorby ledových krystalků
- Použitelné pro všechny buněčné linie
- Bez séra - bez rizika kontaminace
- K dispozici extra malé balení pro vyzkoušení

Technické parametry

Teplota skladování: +2 až +10 °C

Teplota přepravy: +4 °C



Kryokonzervační médium Bambanker

Popis	Objem (ml)	Katalogové číslo
Kryokonzervační médium Bambanker	1	N010830
Kryokonzervační médium Bambanker	10	N010831
Kryokonzervační médium Bambanker	20	N010832
Kryokonzervační médium Bambanker	5 x 20	N010833
Kryokonzervační médium Bambanker	100	N010834