

Zkumavka s rovným okrajem na jedno použití

Zkumavky z bezbarvého čirého polystyrenu nebo polypropylenu

Technické parametry

Materiál zkumavek:

PS nebo PP



Polystyrenové a polypropylenové zkumavky s rovným okrajem

Objem (ml)	Tvar dna	Rozměry (mm)	Materiál	Maximální RCF	Balení (ks)	Katalogové číslo
3	kulaté pro koagulometrii	11,5 x 55	PS	1300 x g	1 000	K088308
3	kulaté pro koagulometrii	11,5 x 55	PP	3500 x g	1 000	K088108
5	pro RIA (radioimmunoanalýzu)	11 x 70	PS	1300 x g	1 000	K088310
5	kulaté	12 x 75	PS	1300 x g	1 000	K088307
5	kulaté	13 x 75	PS	4000 x g	1 000	K088306
5	kulaté	12 x 75	PP	3000 x g	1 000	P020532
10	kulaté	16 x 100	PS	1000 x g	1 000	K088302
10	kónické	16 x 105	PS	1000 x g	1 000	K088301
15	kulaté	16 x 150	PS	1000 x g	850	K088320
15	kulaté	17 x 100	PP	3000 x g	1 000	U400109

Zátky do zkumavek najdete v kapitole "Laboratorní pomůcky"