

Ionizátor ABI-1 | ADAM EQUIPMENT

Lehký a snadno přenosný ionizér pro rychlou neutralizaci statického náboje

- Ve vzdálenosti 2 cm od zdroje iontů je koncentrace ozonu 0-0,05 ppm
- Pouze pro vnitřní použití
- Balení obsahuje AC adaptér
- Může být umístěn přímo vedle vážicího přístroje nebo ručně nasměrován na konkrétní vážený předmět
- Standardní vzdálenost od vzorku ke zdroji iontů je 5-40 cm

Technické parametry

Rozměry (š x h x v):	110 x 105 x 47 mm
Výška s vyklopenými stojánky:	83 mm
Doba vybití předmětu v závislosti na vzdálenosti:	9 s / 5 cm, 13 s / 10 cm, 100 s / 40 cm
Max. objem vzduchu :	0,06 cm ³ /min
Záruka:	24 měsíců



Ionizátor ABI-1

Produkt	Balení (ks)	Katalogové číslo
Ionizátor ABI-1	1	D701041