

Lahvička kultivační s odtrhávací fólií a víčkem s filtrem | TPP

Steilní lahvičky vybavené folií na svrchní straně, umožňující snadnější přístup k buňkám

- Volitelně k dispozici s přepážkou, která vytváří růstovou plochu 115 cm²
- Lehce stohovatelné
- Lahvičky jsou k dispozici pouze s filtrem ve víčku (v případě víčka bez filtru by při zvýšení tlaku mohlo dojít k odklopení vrchní části)
- Opakované uzavření lahvičky není možné
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek


Technické parametry

Materiál:

PS



Lahvička kultivační s odtrhávací fólií a filtrem ve víčku



Odtrhávací folie lahvičky

Kultivační plocha (cm ²)	Typ	Objem (ml) Maximální / Doporučený	Rozměry D x Š x V (mm)	Rozměry otvoru (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	S folií	15 / 3-8	92 x 51 x 31	38 x 45	70 (24 x 5)	N900280
75	S folií	65 / 8-22	155 x 87 x 45	87 x 92	32 (16 x 2)	N900780
115	S folií a přepážkou	100 / 15-33	210 x 122 x 50	100 x 128	18 (6 x 3)	N906530
150	S folií	100 / 15-45	210 x 122 x 50	100 x 128	18 (6 x 3)	N901530
300	S folií	200 / 30-85	275 x 170 x 55	140 x 185	8 (4 x 2)	N903030