

Standardy vodní aktivity AQUALAB

Standardy pro kalibraci přístrojů měřících vodní aktivitu

- Připravené roztoky s přesnou hodnotou vodní aktivity ve skleněných vialkách



destilovaná voda



KCl



NaCl



LiCl

Hodnota vodní aktivity (a_w)	Složení	Balení	Katalogové číslo
1,000	destilovaná voda	50 vialek	A040464
0,984	0,5M KCl	50 vialek	A040463
0,920	2,33M NaCl	50 vialek	A040465
0,760	6M NaCl	50 vialek	A040460
0,500	11,20M $KC_2H_3O_2$	50 vialek	A040461
0,250	24,73M $KC_2H_3O_2$	50 vialek	A040462