

**Krabička s výklopným víčkem pro 81 mikrozkušavek (9 × 9)**

Krabička s vnitřní mřížkou a odklopným víčkem pro 1,5 a 2ml mikrozkušavky

- Stohovatelné různobarevné krabičky pro bezpečné ukládání a transport
- Odnímatelná vnitřní mřížka, odtokové otvory ve dně
- Číselné označení pozic

**Technické parametry**

Materiál:	PP
Teplotní stabilita:	-90 až +121 °C
Rozměry otvoru pro mikrozkušavku:	13 x 13 mm
Rozměry (š x d x v):	133 x 133 x 52 mm



Krabička s výklopným víčkem na kryozkušavky

Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
bezbarvá	1	R.T435.1
červená	1	R.T436.1
modrá	1	R.T437.1
zelená	1	R.T438.1
žlutá	1	R.T439.1