

Sada automatických nastavitelných pipet Transferpette® S | BRAND

Cenově zvýhodněné sady nastavitelných pipet se základním příslušenstvím

Technické parametry

Záruka:

36 měsíců

Model	Objem	Doporučená velikost špičky	Přesnost (%) při maximálním objemu	Přesnost (μl) při maximálním objemu	Reprodukovatelnost (%) při maximálním objemu	Reprodukovatelnost (μl) při maximálním objemu
D-1	0,1 - 1,0 μl	0,1 - 20 μl	≤±2,0 %	≤±0,02 μl	≤1,2 %	≤0,012 μl
D-2,5	0,1 - 2,5 μl	0,5 - 20 μl	≤±1,4 %	≤±0,036 μl	≤0,7 %	≤0,018 μl
D-10	0,5 - 10 μl	0,5 - 20 μl	≤±1,0 %	≤±0,1 μl	≤0,5 %	≤0,05 μl
D-20	2 - 20 μl	2 - 200 μl	≤±0,8 %	≤±0,16 μl	≤0,4 %	≤0,08 μl
D-50	5 - 50 μl	2 - 200 μl	≤±0,8 %	≤±0,4 μl	≤0,3 %	≤0,15 μl
D-100	10 - 100 μl	2 - 200 μl	≤±0,6 %	≤±0,6 μl	≤0,2 %	≤0,2 μl
D-200	20 - 200 μl	2 - 200 μl	≤±0,6 %	≤±1,2 μl	≤0,2 %	≤0,4 μl
D-1000	100 - 1 000 μl	50 - 1 000 μl	≤±0,6 %	≤±6 μl	≤0,2 %	≤2,0 μl
D-5000	500 - 5 000 μl	500 - 5 000 μl	≤±0,6 %	≤±30 μl	≤0,2 %	≤10 μl
D-10000	1 000 - 10 000 μl	1 000 - 10 000 μl	≤±0,6 %	≤±60 μl	≤0,2 %	≤20 μl



Sada 3 pipet Transferpette® S



Sada 5 pipet Transferpette® S

Sada	Sada obsahuje	Katalogové číslo
Startovací kit Micro	3 pipety (0,1-2,5 μl, 0,5-10 μl, 10-100 μl)	P705890
Startovací kit Midi	3 pipety (2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl)	P705891
Startovací kit Macro	3 pipety (100-1000 μl, 500-5000 μl, 1000-10000 μl)	P705892
Startovací kit Standard	3 pipety (0,5-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl)	P705893
Transferpette® S sada 1	5 pipet (0,1-2,5 μl, 0,5-10 μl, 2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl)	P705896
Transferpette® S sada 2	5 pipet (0,5-10 μl, 10-100 μl, 20-200 μl, 50-1000 μl, 500-5000 μl)	P705897

Startovací kity 3 pipet dodáváme s třemi plastovými držáky na zavěšení na polici (kat.č. P704811).

Sady 5 pipet dodáváme s otočným stolním stojánkem pro 6 pipet (kat.č. P704807)