

Láhev se šroubovacím PBT uzávěrem | DURAN®

Láhev s teplotně odolným uzávěrem

- Červený uzávěr z PBT a vylévací kroužek z ETFE umožňují sterilizaci za horka (max 180 °C)
- Chemicky odolná barva stupnice s dlouhodobou životností nemá vliv na vlastnosti skla
- Při sterilizaci je nutné nechat uzávěr povolený - zašroubovaný maximálně otočením o jeden závit!

Technické parametry

Materiál láhve:	borosilikátové sklo DURAN®
Materiál víčka:	PBT



Laboratorní číré láhve se šroubovacím PBT uzávěrem

Objem (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	GL	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	36	54	25	1	L307011
25	36	74	25	1	L300026
50	46	91	32	1	L300051
100	56	105	45	1	L300101
150	62	115	45	1	L300151
250	70	143	45	1	L300251
500	86	181	45	1	L300501
750	95	208	45	1	L300751
1 000	101	230	45	1	L301001
2 000	136	265	45	1	L302001
3 500	160	300	45	1	L303501
5 000	182	335	45	1	L305001
10 000	227	415	45	1	L310001
20 000	288	510	45	1	L320001