

Inkubátor hybridizační Slide Moat™ BOEKL

Spolehlivý a oblíbený hybridizační inkubátor na mikroskopická skla

- Přesná teplotní stabilita a uniformita, PID řízení teploty
- Tvrzené skleněné víko s integrovaným těsněním
- Pro fotosenzitivní reagenty je možné dokoupit štít
- Aplikace: *In-situ* hybridizace, aj. inkubační postupy, sušení a zahřívání mikroskopických skel, imunohistochemické aplikace, v hematologii

Technické parametry

Kapacita :	30 mikroskopických podložních skel 76 x 26 mm (1" x 3") ve 3 řadách
Teplotní rozsah:	Teplota okolí +5 °C až 99 °C
Doba ohřevu na 65°C z teploty okolí:	20 min
Teplotní uniformita:	±0.35°C při 37°C; ±0.7°C při 65°C
Rozměry:	40,6 x 34,9 x 14,6 cm
Váha:	10,4 kg
Napájení:	230 V, 50 Hz



Popis	Katalogové číslo
Hybridizační inkubátor Slide Moat™	C240002

Doporučujeme používat krycí sklíčka pro inkubaci při vyšších teplotách než 37 °C nebo dobu inkubace delší než 1 hodinu.