

Pasteurova pipeta, skleněná | DWK


Vysoce kvalitní pipeta z odolného borosilikátového skla 5.1

- Pasteurovy pipety z čirého inertního borosilikátového skla 5.1 jsou výbornou alternativou k plastovým pipetám či pipetám ze sodno-draselného skla
- V porovnání se sodno-draselným sklem je borosilikátové sklo odolnější k vysokým teplotám
- Skvělá odolnost vůči rapidním teplotním změnám i agresivním chemikáliím
- Různá délka pipet

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 5.1

Certifikáty: ISO 7712



Pasteurova pipeta, borosilikátové sklo 5.1

| Objem (ml) | Délka (mm) | Šířka pipety (mm) | Šířka špičky pipety (mm) | Balení | Katalogové číslo |
|------------|------------|-------------------|--------------------------|------------|------------------|
| 2 | 150 | 6,95 | 1,1 | 4 x 250 ks | R.HXH7.1 |
| 2 | 230 | 6,95 | 1,1 | 4 x 250 ks | R.HXH8.1 |