

## Špičky s filtrem sterilní FastGene FT | NIPPON Genetics


Vysoce kvalitní špičky s filtrem z řady FT k automatickým pipetám

- Univerzální laboratorní špičky vhodné pro pipety značky Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit
- FastGene® PaperRefill systém balení náhradních náplní je ekologickou alternativou ke klasickým balením
- Špičky jsou bez RNáz, DNáz, genomické DNA a proteinů
- Obsahují filtr
- Sterilní

### Technické parametry

Materiál:

čirý PP



Typ špičky	Objem (μl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10 μl krátké	0,1 - 10	96/krab.	N070010.1
10 μl krátké	0,1 - 10	10x96/krab.	N070010.2
10 μl krátké	0,1 - 10	10x96/refill	N071010
10 μl XL	0,1 - 10	96/krab.	N070011.1
10 μl XL	0,1 - 10	10x96/krab.	N070011.2
10 μl XL	0,1 - 10	10x96/refill	N071011
20 μl	0,1 - 20	96/krab.	N070020.1
20 μl	0,1 - 20	10x96/krab.	N070020.2

20 µl	0,1 - 20	10x96/refill	N071020
100 µl	1 - 100	96/krab.	N070100.1
100 µl	1 - 100	10x96/krab.	N070100.2
100 µl	1 - 100	10x96/refill	N071100
200 µl	1 - 200	96/krab.	N070200.1
200 µl	1 - 200	10x96/krab.	N070200.2
200 µl	1 - 200	10x96/refill	N071200
1000 µl	100 - 1000	96/krab.	N071000.1
1000 µl	100 - 1000	10x96/krab.	N071000.2
1000 µl	100 - 1000	10x96/refill	N072000