

Špičky mikro | BRAND

Nesterilní špičky k automatickým pipetám pro standardní použití

- Špičky jsou vyráběny a baleny v prostředí čistých prostor
- Kompatibilní s většinou pipet Brand, Gilson, Eppendorf, Sartorius a FINNPIPETTE
- TipBox a TipRack balení obsahuje špičky v kvalitě BIO-CERT® bez DNA (<40 fg), RNáz (<8,6 fg), endotoxinů (<1 pg) a ATP (<1 fg)
- Balení TipBox obsahuje 5 krabiček naplněných špičkami
- Balení TipRack obsahuje 10 zásobníků a umožňuje měnit pouze zásobníky se špičkami do již stávajících krabiček bez rizika kontaminace, šetří náklady a životní prostředí



Špička 0,1-20 ul



Špička 0,5-20 ul



Špička 2-200 ul žlutá balená v sáčku po 1000 ks



Špičky 2-200 ul žlutá balení v sáčku po 1000 ks



Špička 2-200 ul čirá v balení TipBox a TipRack



Špička 50-1000 ul modrá balená v sáčku po 500 ks



Špičky 50-1000 ul modrá balení v sáčku po 500 ks



Špička 50-1000 ul čirá v balení TipBox a TipRack

Objem (μl)	Typ balení	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,1 - 20	V sáčku	čirá	1000	P732022.1
0,1 - 20	V sáčku	čirá	10 x 1000	P732022.2
0,1 - 20	TipBox	čirá	1 x 96	P732202.1
0,1 - 20	TipBox	čirá	5 x 96	P732202.2
0,1 - 20	TipRack	čirá	10x96/refill	P732102
0,5 - 20	V sáčku	čirá	1000	P732024.1
0,5 - 20	V sáčku	čirá	10 x 1000	P732024.2
0,5 - 20	TipBox	čirá	1 x 96	P732204.1
0,5 - 20	TipBox	čirá	5 x 96	P732204.2
0,5 - 20	TipRack	čirá	10x96/refill	P732104
2 - 200	V sáčku	žlutá	1000	P732028.1
2 - 200	V sáčku	žlutá	10 x 1000	P732028.2
2 - 200	TipBox	čirá	1 x 96	P732208.1
2 - 200	TipBox	čirá	5 x 96	P732208.2
2 - 200	TipRack	čirá	10x96/refill	P732108
5 - 300	V sáčku	čirá	1000	P732030.1
5 - 300	V sáčku	čirá	10 x 1000	P732030.2
5 - 300	TipBox	čirá	1 x 96	P732210.1
5 - 300	TipBox	čirá	5 x 96	P732210.2
5 - 300	TipRack	čirá	10x96/refill	P732110
50 - 1 000	V sáčku	modrá	2 x 500	P732032.1
50 - 1 000	V sáčku	modrá	10 x 500	P732032.2
50 - 1 000	TipBox	čirá	1 x 96	P732212.1
50 - 1 000	TipBox	čirá	5 x 96	P732212.2
50 - 1 000	TipRack	čirá	10x96/refill	P732112