

Rukavice SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 300 | SHIELD SCIENTIFIC

Dvouvrstvé jednorázové rukavice z nitrilu a neoprenu pro práci s nebezpečným biologickým materiálem

- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů prodloužené délky
- Technologie twinSHIELD™ kombinuje vrstvy nitrilu a neoprenu a spojuje nejlepší vlastnosti obou materiálů
- Rukavice jsou přímo určeny pro použití v prostředí s biologickými riziky a jsou testovány na odolnost proti cytostatikům
- Chemická odolnost rukavic odpovídá typu B (JKPT) podle ISO 374-1:2016+A1:2018
- Klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) a zdravotnický prostředek (třída I)
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu, jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!
- **Vzhledem k současné zvýšené poptávce po vyšetřovacích rukavicích si vyhrazujeme právo omezit dodávané množství v závislosti na historii odběru konkrétního zákazníka.**

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk/neopren
Délka :	300 mm
Nominální tloušťka dlaň / prst:	0,14 / 0,19 mm
Nepropustnost podle EN 374-2:	AQL 0,25
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Ochrana proti průniku virů podle ISO 374-5:2016:	Level 3
Barva:	oranžová / bílá (vnitřní strana)
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



Rukavice SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 300



Rukavice SHIELDskin™ ORANGE NITRILE 300



P-LAB

Rukavice SHIELDskin™ ORANGE NITRILE 300



P-LAB

Rukavice SHIELDskin ORANGE NITRILE 300



P-LAB

Krabice rukavice SHIELDskin ORANGE NITRILE 300

Krabice				Karton			
Velikost	Balení (ks)	Pozn.	Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)	Pozn.	Katalogové číslo
S	50	-	S676252.1	S	10 x 50	-	S676252.2
M	50	-	S676253.1	M	10 x 50	-	S676253.2
L	50	-	S676254.1	L	10 x 50	-	S676254.2
XL	50	-	S676255.1	XL	10 x 50	-	S676255.2
XL	50	-		XL	10 x 50	expirace 11/2025	S676255.3
XXL	50	-	S676256.1	XXL	10 x 50	-	S676256.2
XXL	50	-		XXL	10 x 50	expirace 6/2025	S676256.3