

## Rukavice SHIELDSkin™ ORANGE NITRILE™ 300 | SHIELD SCIENTIFIC

Dvouvrstvé jednorázové rukavice z nitrilu a neoprenu pro práci s nebezpečným biologickým materiálem

- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Technologie twinSHIELD™ kombinuje vrstvy nitrilu a a neoprenu spojuje nejlepší vlastnosti obou materiálů
- Rukavice jsou přímo určeny pro použití v prostředí s biologickými riziky a jsou testovány na odolnost proti cytostatikům
- Klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) a zdravotnický prostředek (třída I)
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu, jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

### Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk/neopren
Délka (mm):	300
Nepropustnost podle EN 374-2:	AQL 0,25
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Ochrana proti průniku virů podle ISO 374-5:2016:	Level 3
Barva:	oranžová
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



Rukavice SHIELDSKIN™ ORANGE NITRILE™ 300



Rukavice SHIELDSKIN™ ORANGE NITRILE™ 300\_2



Rukavice SHIELDSKIN™ ORANGE NITRILE™ 300\_3

Krabice			Karton		
Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
S	50	S676252.1	S	10 x 50	S676252.2
M	50	S676253.1	M	10 x 50	S676253.2
L	50	S676254.1	L	10 x 50	S676254.2
XL	50	S676255.1	XL	10 x 50	S676255.2
XXL	50	S676256.1	XXL	10 x 50	S676256.2