

Dataloggery řady LOG200 | DOSTMANN

Robustní záznamníky teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku (dle zvoleného modelu) s LCD v plastovém pouzdře

- Ideální pro kontrolu teploty v chlazených prostorech, při přepravě teplotně citlivých vzorků a sklenících
- Nastavitelný interval měření, paměť pro až 150 000 měření včetně časové značky
- Pohybové čidlo pro záznam otevření/zavření dveří
- Záznamníky teploty s integrovaným USB konektorem pro přenos dat do PC
- PC program [ke stažení](#) pro tabulkový a grafický výstup s možností exportu do Excelu, automatický výstup do PDF
- Model LOG200 vhodný pro použití v potravinářství dle HACCP normy EN12830
- Nástěnný držák součástí balení

Technické parametry

Baterie:	1x 3.6 V 1/2 AA
Životnost baterie:	4 roky (při intervalu měření nad 15 minut)
Materiál pouzdra:	čirý ABS
Rozměry (š x h x v):	42 x 20 x 91,5 mm
Hmotnost:	200 g
Záruka pro firmy:	6 měsíců
Záruka pro spotřebitele:	24 měsíců

Model	LOG200	LOG210	LOG220
Interval měření	10 sekund - 24 hod (přednastaveno 5 minut)	10 sekund - 24 hod (přednastaveno 5 minut)	10 sekund - 24 hod (přednastaveno 5 minut)
Teplotní rozsah	-40 až +70 °C	-40 až +70 °C	-40 až +70 °C
Přesnost měření teploty	±0,5 °C (v intervalu -10 - +40 °C)	±0,5 °C (v intervalu -10 - +40 °C)	±0,5 °C (v intervalu -10 - +40 °C)
Relativní vlhkost rozsah	-	0 až 100 %	0 až 100 %
Atmosférický tlak rozsah	-	-	300 až 1100 hPa
Kapacita paměti	150 000 měření	100 000 měření (teplota + vlhkost)	60 000 měření (teplota + vlhkost + tlak)



LOG200



LOG210



LOG220

Model	Katalogové číslo
LOG200	D500520
LOG210	D500521
LOG220	D500522