

Rukavice vyšetřovací nitrilové duoSHIELD™ ICE Nitrile 240 | SHIELD SCIENTIFIC

Velmi kvalitní jednovrstvé jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů standardní délky
- Ideální jako vyšetřovací rukavice v medicíně a pro běžnou práci v laboratoři
- Chemická odolnost rukavic odpovídá typu B (KPT) podle ISO 374-1:2016+A1:2018
- Klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) a zdravotnický prostředek (třída I)
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu, jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!
- **Vzhledem k současné zvýšené poptávce po vyšetřovacích rukavicích si vyhrazujeme právo omezit dodávané množství v závislosti na historii odběru konkrétního zákazníka.**

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka :	240 mm
Nominální tloušťka dlaň / prst:	0,11 / 0,14 mm
Nepropustnost podle EN 374-2:	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 9 N
Ochrana proti průniku virů podle ISO 374-5:2016:	Level 3
Barva:	modrá
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



Rukavice duoSHIELD™ ICE Nitrile 240



Rukavice duoSHIELD™ ICE NITRILE 240



Krabice rukavic duoSHIELD™ ICE NITRILE 240

Krabice				Karton			
Velikost	Balení (ks)	Pozn.	Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)	Pozn.	Katalogové číslo
XS	100	-	S655121.1	XS	10x100	-	S655121.2
S	100	-	S655122.1	S	10x100	-	S655122.2
M	100	-	S655123.1	M	10x100	-	S655123.2
L	100	-	S655124.1	L	10x100	-	S655124.2
XL	100	-	S655125.1	XL	10x100	-	S655125.2
XL	100	-		XL	10x100	expirace 11/2025	S655125.3