

Dewarova nádoba typu KB | CRYOMETAL

Zásobníky na kapalný dusík řady KB pro skladování biologických vzorků v parách kapalného dusíku, případně k jejich prochlazování

- Tato řada je určena ke skladování a přepravě biologických a jiných vzorků v parách kapalného dusíku, případně k jejich prochlazování (max. pracovní přetlak 0,05 MPa)
- Použití najdou především v oborech humánní a veterinární medicína, genetický výzkum, asistovaná reprodukce, metalurgie, strojírenství, strojírenské opravárenství, energetika, elektrotechnika, vodohospodářství atd.
- Nádoby jsou dodávány bez kanystrů a držáků ampulí, objednávejte samostatně v sekci příslušenství

Technické parametry

Kontejner	KB7	KB20	KB32	KB7+	KB32flex	KB45+
Objem	6,6 l	21 l	31 l	6,6 l	31 l	45 l
Nominální denní odpar	0,18 l	0,2 l	0,22 l	0,21 l	0,33 l	1,25 l
Maximální pracovní doba pro jedno naplnění	37 dní	107 dní	124 dní	31 dní	94 dní	132 dní
Průměr hrdla	50 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	200 mm
Max. průměr nádoby	305 mm	490 mm	500 mm	305 mm	500 mm	500 mm
Max. výška nádoby	540 mm	560 mm	702 mm	540 mm	698 mm	716 mm
Hmotnost prázdné nádoby	6,1 kg	12,1 kg	15,9 kg	6,1 kg	15,3 kg	20,4 kg
Hmotnost plné nádoby	11,1 kg	28,9 kg	40,3 kg	11,1 kg	39,7 kg	55,8 kg
Maximální počet kanystrů	5	8	8			
Maximální počet držáků ampulí v jednom kanystru	5	15	15			
Průměr kanystru	40 mm	66 mm	66 mm			
Výška kanystru	155 mm	200 mm	300 mm			
Kapacita ampulí 1 ml	105	480	720			



Dewarova nádoba řada KB

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
KB7	1	L230002

KB20	1	L230004
KB32	1	L230005
KB7+	1	L230003
KB32flex	1	L230007
KB45+	1	L230008

Příslušenství k Dewarovým nádobám typu KB


Nádoby pro uchovávání kapalného dusíku a manipulační vozíky



Nádoby pro manipulaci a krátkodobé uchovávání kapalného dusíku



Manipulační vozík s brzdou



Kanistry a držáky na ampule